

Produktdatenblatt

| | |
|-------------------------------|---|
| Produktname | Rollator |
| REF | RL200 |
| Allgemeine Information | Der Rollator verfügt über vier Räder, einen gepolsterten Sitz und eine Aufbewahrungstasche unter dem Sitz. Zudem bietet er ergonomische Handgriffe mit Bremsen für zusätzliche Sicherheit und Stabilität. Das leichte und faltbare Design macht ihn besonders praktisch für Mobilität und Lagerung. |
| Spezifikation | Leichtes Aluminium - 7.5kg |
| | Schaumstoffgepolsterter Sitz |
| | Praktische Aufbewahrungstasche |
| | Leichtes und faltbares Design |
| | Vier Räder für Stabilität |
| | Ergonomische Handgriffe mit manuellen Bremsen |
| | Abmessungen: 54,7 x 62,7 cm |
| | Benutzergewicht: 136 kg |

Produktfoto



Hauptsitz:

Medlogics.com LTD
Lyuben Karavelov 6
9000 Varna, Bulgaria

E info@medlogics.com
W www.medlogics.com

 Medlogics.com