

# Fiche technique du produit

<b>Nom du produit</b>	Rollator
<b>REF</b>	RL200
<b>Informations générales</b>	Le rollator de transport en aluminium léger avec siège et fauteuil roulant est conçu pour fournir une aide à la mobilité pratique aux personnes qui ont besoin d'un soutien pendant la marche. Cet appareil polyvalent combine les fonctionnalités d'un rollator et d'un fauteuil roulant, offrant aux utilisateurs la possibilité de passer d'un mode à l'autre selon leurs besoins.
<b>Spécification</b>	Aluminium léger - 7.5kg
	Siège rembourré en mousse
	Sac de rangement pratique
	Conception légère et pliable
	Quatre roues pour plus de stabilité
	Poignées ergonomiques avec freins manuels
	Dimensions : 54,7 x 62,7 cm
	Poids utilisateur : 136 kg

## Photo du produit



### Siège social:

Medlogics.com LTD  
Lyuben Karavelov 6  
9000 Varna, Bulgaria

**E** info@medlogics.com  
**W** www.medlogics.com

 Medlogics.com