

Productgegevensblad

Productnaam	Rollator
REF	RL200
Algemene informatie	De rollator heeft vier wielen, een gewatteerde zitting en een opbergtas onder de zitting. Hij is ook uitgerust met ergonomische handgrepen met remmen voor extra veiligheid en stabiliteit. Het lichte en opvouwbare ontwerp maakt hem gemakkelijk te vervoeren en op te bergen.
Specificatie	Lichtgewicht aluminium - 7.5kg
	Schuimgevulde zitting
	Praktische opbergtas
	Licht en opvouwbaar ontwerp
	Vier wielen voor stabiliteit
	Ergonomische handgrepen met handremmen
	Afmetingen: 54,7 x 62,7 cm
	Gebruikersgewicht: 136 kg

Productfoto



Hoofdkantoor:

Medlogics.com LTD
Lyuben Karavelov 6
9000 Varna, Bulgaria

E info@medlogics.com
W www.medlogics.com

 Medlogics.com